


Information


FOR PATIENTS, CONSUMERS AND CARERS




(How to give EpiPen® or EpiPen® Jr adrenaline (epinephrine) autoinjectors)



1. EpiPen® को मुही के अन्दर चारों तरफ से पकड़ें और नीले रंग की सुरक्षा कैप को बाहर खेंच लें |



2. पैर को स्थिर रखें और संतरी रंग वाले छोर को जाँघ के बाहर की तरफ़ से बीच के हिस्से पर रखें (चाहे कपड़े पहने हों या नहीं)



3. उसे ज़ोर से नीचे की तरफ़ दबाएँ जब तक क्लिक की आवाज न सुनाई दे या महसूस न हो और उसे 3 सेकंड तक दबा कर रखें |

EpiPen® को हटा लें |

नोट: सभी EpiPen® 3 सेकंड तक लगा कर रखने चाहिये चाहे उपकरण पर कोई भी निर्देश लिखा हो |