






كيفية الحقن بمحقن EpiPen® الآلي أو محقن الأدرينالين EpiPen®Jr (أبينفرين) الآلي (How to give EpiPen® or EpiPen®Jr adrenaline (epinephrine) autoinjectors)



1. اقبض على محقن EpiPen® وانزع غطاء الأمان الأزرق.



2. ثبت الساق وضع الطرف البرتقالي قبالة منتصف الفخذ (فوق الملابس أو تحتها).



3. اضغط بقوة حتى تسمع نقرة أو تشعر بها واستمر بالضغط لمدة ٣ ثوان.

أزل محقن EpiPen®

ملاحظة: يجب إبقاء أي محقن EpiPen® في مكانه لمدة ٣ ثوان بغض النظر عن التعليمات الموجودة على علبة المحقن.